







Ficha técnica REF 57.12.07

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| Referencia | 57.12.07 | adaptador MAPN c cierre rápido p brazo de soporte | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826409623 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-260 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4035 (X46CrS13) | | |