



Ficha técnica REF 57.12.31

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Referencia | 57.12.31 | vaina desplegable c rosca 45mm Ø 15mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826419943 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-260 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,050 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 45mm Ø 15mm | Revestimiento | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |