



Ficha técnica REF 57.12.33

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	57.12.33	vaina desplegable c rosca 65mm Ø 15mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826419967
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	65mm Ø 15mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
--------	-------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)