



Ficha técnica REF 57.12.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.12.37	vaina desplegable c rosca 65mm Ø 18mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826420000
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	65mm Ø 18mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		