









Ficha técnica REF 57.12.75

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.12.75	jgo de dilatadores Ø 18mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826371890
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	Ø 18mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		