





Ficha técnica REF 57.12.77

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.12.77	jgo de dilatadores Ø 23mm a 5 pasos p vaina desplegable	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826459253
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 23mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		