



Ficha técnica REF 57.13.04

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	57.13.04	vaina de trocar ti 100mm Ø 14mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826556204
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G571201
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	100mm Ø 14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		