




Ficha técnica REF 57.13.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.13.11	PEEK vaina de trocar 45mm Ø 11mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826453602
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	45mm Ø 11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PEEK (Polyetheretherketon)		