






Ficha técnica REF 57.16.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.16.33	Kerrison pinza desm 23cm 3mm 90° arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826080426
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,280	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23cm 3mm 90°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		