





## Ficha técnica REF 57.16.64

11.12.2025

| Datos generales   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Referencia  | 57.16.64                                 | MC Kerrison pinza desm 18cm 6mm 90° arr |  |
| Unidad  | unid.                                    | Número de aduana                        | 90189084   |
| GMDN  | 35541                                    | GTIN                                    | 04046826080549   |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                              | 13-231   |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Peso neto (kg)  | 0,245                                    | Manual de uso                           | GATDR00X   |
| Latex free  | si                                       | Instrucciones de preparación            |  |
|   |  |   |  |
| Medicon medios  |  |   |  |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                        |  |
|   |  |   |  |
| Medida  | 18cm 6mm 90°                             | Revestimiento                           | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| <b>Condiciones de almacenamiento</b>  |  |   |  |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |   |  |
| <b>Material</b>   |  |   |  |
|   | <b>N° de material (Denominación DIN)</b> |   |  |
| <b>Cuerpo</b>   | 1.4021 (X20Cr13)                         |   |  |
| <b>Tornillo</b>   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                     |   |  |