






Ficha técnica REF 57.17.32

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 57.17.32 | Kerrison pinza desm 23cm 2mm 40° arr | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826080891 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,280 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 23cm 2mm 40° | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Tornillo | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |