







Ficha técnica REF 57.22.90

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Referencia | 57.22.90 | Spurling pinza cort 23cm 4x10mm 30° ang hacia arr | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826082154 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-669 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,075 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |  | |
| Medida | 23cm 4x10mm 30° | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |