



Ficha técnica REF 57.23.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.23.34	Caspar pinza cort 16.0cm 4x14mm rct ventana dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082369
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	16.0cm 4x14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		