



Ficha técnica REF 57.23.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.23.40	Caspar pinza cort 14.0cm 3x12mm 30° ang hacia arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082390
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	14.0cm 3x12mm 30°	Revestimiento	
--------	-------------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)