








## Ficha técnica REF 57.23.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.23.63	Caspar pinza cort 18.5cm 3x12mm rct ventana dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082499
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18.5cm 3x12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		