








## Ficha técnica REF 57.24.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.24.33	Schlesinger pinza cort 15cm 3x10mm estr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082659
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,055	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	15cm 3x10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		