







Ficha técnica REF 57.26.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.26.16	MC Ferris Smith pinza 30cm 40° arr 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082901
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,330	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	30cm 5mm 40°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		