








Ficha técnica REF 57.26.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.26.53	MC Caspar pinza 28cm 30° hacia arr 4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826082970
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,080	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	28cm 4mm 30°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		