






## Ficha técnica REF 57.28.54A

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Referencia  | 57.28.54A  | MC Kerrison DieBlauen Comfort 18cm 4mm 40° arr pe ce |  |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                                     | 90189084   |
| GMDN  | 35541  | GTIN   | 04046826460716   |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code   | 13-231   |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Peso neto (kg)  | 0,000  | Manual de uso  | GATDR00X   |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación                         | MPK20-2  |
|   |  |  |  |
| Medicon medios  | 451.04.57 (prospecto Medicon DieBlauen pinza saca-bocada desm) |  |  |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                                     |  |
|   |  |  |  |
| Medida  | 18cm 4mm 40°   | Revestimiento  | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |  |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |  |
| Material  |  |  |  |
|   | N° de material (Denominación DIN)                              |  |  |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |  |
| Tornillo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |  |
| Mango   | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)                            |  |  |