







## Ficha técnica REF 57.28.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.28.65	MC Kerrison pinza DieBlauen 20cm 5mm 40° arr pe ce	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826404536
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-2
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 451.04.57 (prospecto Medicon DieBlauen pinza saca-bocada desm)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm 5mm 40°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		