






Ficha técnica REF 57.28.92A

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--|--|
| Referencia | 57.28.92A | Mc Kerrison DieBlauen Comfort 12cm bay 2mm 40° arr pe ce | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826460891 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK20-2 |
|   | | | |
| Medicon medios | 451.04.57 (prospecto Medicon DieBlauen pinza saca-bocada desm) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 12cm 2mm 40° | Revestimiento | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Mango | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) | | |