








Ficha técnica REF 57.29.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.29.38	espatula de ti plegable 82mm 29cm c tenedor	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	39610	GTIN	04046826083090
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-249
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	82mm 29cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		