



Ficha técnica REF 57.36.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.36.25	Toennis disector doble 3.5/5mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826083458
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3.5/5mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		