



Ficha técnica REF 57.37.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.37.03	MC Cushing pinza DieBlauen.2 18cm 2x10mm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449421
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-2
			
Medicon medios	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinzas des desm c mago di silicona)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm 2x10mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		