



Ficha técnica REF 57.37.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.37.04	MC Cushing pinza DieBlauen.2 18cm 2x10mm 30° arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449438
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-2
			
Medicon medios	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinzas des desm c mago di silicona)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm 2x10mm 30°	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		