



## Ficha técnica REF 57.37.55

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 57.37.55                                                                        | Caspar pinza cort DieBlauen.2 15.5cm 2x12mm ventana dent |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                           | Número de aduana                                         | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 35541                                                                           | GTIN                                                     | 04046826449629          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                                               | 15-669                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                                              | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,000                                                                           | Manual de uso                                            | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                              | Instrucciones de preparación                             | MPK20-2                 |
| <div></div> |                                                                                 |                                                          |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinzas des desm c mago di silicona)              |                                                          |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                 | Imagen detallada                                         |                         |
|                                                                                             |                                                                                 |                                                          |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 15.5cm 2x12mm                                                                   | Revestimiento                                            |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                          |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                 |                                                          |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                                          |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Mango                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) |                                                          |                         |