






## Ficha técnica REF 57.39.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.39.08	Cone aguja 1.6x90mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826083687
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.6x90mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		