





Ficha técnica REF 57.45.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.45.01	fijacion de mesa p Ø 25mm 38cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083793
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	1,500	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 25mm 38cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		