





## Ficha técnica REF 57.45.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.45.05	seg anillo rct 100mm par	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083823
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,600	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	100mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		