





Ficha técnica REF 57.45.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.45.17	Meyering separador peq 60x17mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083915
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-385
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	60x17mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		