





## Ficha técnica REF 57.45.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.45.33	Kelly valva 38x25mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083991
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,145	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	38x25mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		