






Ficha técnica REF 57.49.31

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.49.31	ganchito p nervios 4mm 90° bay 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826084783
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	4mm 90° 21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		