





Ficha técnica REF 57.53.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.53.03	Caspar gancho 38mm solo p 57.53.00	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826085124
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	38mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		