





Ficha técnica REF 57.53.15

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Referencia | 57.53.15 | Caspar valva sola 42x37mm p 57.53.00 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826085247 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-253 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,050 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 42x37mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |