





Ficha técnica REF 57.53.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.53.57	retractor p lamin s valvas alu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826085537
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,300	Manual de uso	G051570
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.2315 (AlMgSi1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		