






Ficha técnica REF 57.55.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.55.19	detornillador 20cm p tornillos de distraccion	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826085803
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,085	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		