





## Ficha técnica REF 57.55.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.55.20	tornillo d distraccion 12mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826085810
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-291
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		