





Ficha técnica REF 57.55.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.55.37	Williams separador 17cm 50x20mm der/gancho izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826421588
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-384
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	17cm 50x20mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		