





Ficha técnica REF 57.56.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.56.41	Cloward valva dent 40x15/23mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086008
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	40x15/23mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		