




## Ficha técnica REF 57.56.44

11.12.2025

| Datos generales  |                                   |                               |                |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Referencia   | 57.56.44                          | Cloward valva dent 55x15/23mm |                |
| Unidad   | unid.                             | Número de aduana              | 90189084       |
| GMDN   | 45182                             | GTIN                          | 04046826086039 |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                    | 13-390         |
| Clasificación  | 7 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                   |                |
| Peso neto (kg)   | 0,017                             | Manual de uso                 |                |
| Latex free   | si                                | Instrucciones de preparación  | MPK01          |
|   |                                   |                               |                |
| Medicon medios   |                                   |                               |                |
| Imagen completa  |                                   | Imagen detallada              |                |
|  |                                   |                               |                |
| Medida   | 55x15/23mm                        | Revestimiento                 |                |
| Condiciones de almacenamiento  |                                   |                               |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                   |                               |                |
| Material   |                                   |                               |                |
|  | N° de material (Denominación DIN) |                               |                |
| Cuerpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                               |                |
| Otro   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                               |                |