



Ficha técnica REF 57.57.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.57.33	valva medial 35mm p 57.57.51	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086428
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	G575300
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	35mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		