



Ficha técnica REF 57.57.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.57.38	valva medial 60mm p 57.57.51	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086473
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	G575300
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	60mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		