






Ficha técnica REF 57.57.44

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| Referencia | 57.57.44 | Caspar espéculo 60mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826086534 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,250 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | 451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 60mm | Revestimiento | Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Tornillo | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |