






Ficha técnica REF 57.57.45

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.57.45	Caspar espéculo 65mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086541
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,255	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	65mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		