






Ficha técnica REF 57.57.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.57.70	valva de ti 3d 70x24x30mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086732
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.04.03 (prospecto Spread-iT sistema separador p la columna)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	70x24x30mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		