







## Ficha técnica REF 57.58.42

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.58.42	Piccolino espejulo 75mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826384029
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G575752
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	75mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio, por ejemplo, tijeras Blackline
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		