



## Ficha técnica REF 57.58.50

11.12.2025

| Datos generales |             |  |                |
|-----------------|-------------|--|----------------|
| Referencia      | 57.58.50    | Piccolino tubo de aspiración f Piccolino |                |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                         | 90189084       |
| GMDN            | 38749       | GTIN                                     | 04046826538767 |
| Clasificación   | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code                               | 13-390         |
| Clasificación   | 6 (EU MDD)  | Base UDI-DI                              |                |
| Peso neto (kg)  | 0,000       | Manual de uso                            | G575752        |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación             | MPK02          |



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|        | N° de material (Denominación DIN)   |
|--------|-------------------------------------|
| Cuerpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |