






## Ficha técnica REF 57.59.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.59.21	Riechert dispositivo p fijacion simple	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826087234
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-172
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,059	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		