



## Ficha técnica REF 57.59.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.59.80	valva PEEK lateral 45x23mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826087609
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.04.03 (prospecto Spread-iT sistema separador p la columna) 451.04.46 (prospecto retract sist separad materia plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	45x23mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PEEK (Polyetheretherketon )		