



Ficha técnica REF 57.59.85

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|
| Referencia | 57.59.85 | valva PEEK lateral 75x23mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826087654 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,100 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.04.03 (prospecto Spread-iT sistema separador p la columna) 451.04.46 (prospecto retract sist separad materia plástica) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 75x23mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | PEEK (Polyetheretherketon) | | |